

## Vivo 50

Los nuevos ventiladores de soporte de vida Vivo combinan alta calidad tecnologica, robustez y un diseño premium para ofrecer un tratamiento excelente, independientemente del ambiente.

El Vivo 50 incluye nuestra patentada tecnologia eSync y un completo rango de ajustes, incluyendo el volumen asegurado el cual ofrece una flexibilidad unica.

Gracias a la configuración facil para el usuario de los modos regulados por volumen y presión, el tratamiento puede ser personalizados a las necesidades del paciente.

Maxima flexibilidad de funcionamiento por los multiples tipos de circuitos para ventilación invasiva y no invasiva.

Para cuidar el confort y la flexibilidad el Vivo 50 ofrece la posibilidad de pre-ajustar hasta tres perfiles ventilatorios. Esto permite al paciente beneficiarse de un optimo tratamiento en cualquier momento del dia.



- Completa monitorización: formas de onda, datos numericos y tendencias.
- Desarrollado sobre las necesidades del mercado, hay la posibilidad de conectar un remoto start/stop, una alarma remota y un sistema de llamada a enfermeria.
- Fácil acceso directo a todos los menus con el logico interface de usuario.
- Libertad de funcionamiento gracias a su bateria interna de 4 horas y la opción de sumarle 8 horas más de autonomia con la bateria click-on.
- Los sensores de  $FiO_2$  y  $SpO_2$  dan al equipo una alta capacidad de monitorización con valores y alarmas en la pantalla.
- La ayuda de texto con la tecla "i" ofrece al usuario toda la información sobre alarmas, ajustes y mensajes de error en cualquier lugar y en cualquier momento.